

Procedimiento para despacho de muestras

Colocar las muestras con refrigerantes suficientes para que las mismas soporten el tiempo que transcurre el viaje y en verano las altas temperaturas.
Calcular entre 4 o 5 refrigerantes de 500 grs. por muestras de 100 ml.

Formas de envío

a- Por ómnibus

Destino: Terminal de Retiro, CABA (Buenos Aires)

b- CREDIFIN:

Destino: Depósito Sucursal Olivos, provincia de Buenos Aires

Enviar datos del despacho

- > Número de guía.
- > Fecha del despacho.
- > Localidad.
- > Nombre del transporte desde el cuál se hizo el envío e informar por medio de e-mail o por WhastApp al laboratorio.

Importante

Realizar el despacho por la tarde o noche para que la encomienda viaje durante la noche y a primera hora de la mañana se encuentre disponible para retirar.

Tel: +54 11 6145-3683

Mail: info@lactodiagnosticosur.com.ar



LactoDiagnóstico Sur

EL VALOR DEL CONOCIMIENTO

- 📍 [lactodiagnosticosur](#)
- 📞 +54 9 11 6145 3683 📞 +54 9 11 4790 3653
- 🌐 www.lactodiagnosticosur.com.ar
- ✉ info@lactodiagnosticosur.com.ar
- 📍 Pedro Goyena 3187, Olivos, Buenos Aires